

## PHYSICIAN SCALES

### TALLÍMETRO:

30 in - 78 in / 76 cm - 200 cm con graduaciones auxiliares desde 76 a 60 cm con incrementos de 1/4 in y 1 mm.

*Detecto*  
*Báscula Médica Digital*  
*Modelo 6129KGM*

*Detecto*  
*Báscula Médica de*  
*Brazo Modelo 2392*

**PROMED**

# BÁSCULAS MÉDICAS CON TALLÍMETROS MÉTRICOS



- A la altura de los ojos
- Brazo de fundición
- Base resistente
- Construida totalmente en acero
- Pesa hasta 220 Kg. con contrapeso incluido
- De larga y reconocida trayectoria



- A la altura de la cintura
- Velocidad digital
- Cálculo de IMC
- Construida totalmente en acero
- Pesa hasta 225 Kg.
- Fuente de alimentación con CA o batería
- Una sola celda de carga
- Visor de gran tamaño

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE ENVÍO
2392	220 kg x 50 g	17 kg

Plataforma: 27 cm An x 37.5 cm Pr

Altura de la báscula: 1.5 m

**TALLÍMETRO:**  
30 in - 78 in / 76 cm - 200 cm con graduaciones auxiliares desde 76 a 60 cm con incrementos de 1/4 in y 1 mm.

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE ENVÍO
6129KGM	250 kg x 0.1 kg	15 kg

Plataforma: 27 cm An x 37.5 cm Pr

Visor: Seis dígitos, siete segmentos, LCD de 19 mm de altura

Energía: 6 baterías tamaño "AA" alcalinas, Ni-Cad o NiMH (no incluidas) O una fuente de alimentación con CA opcional de 100 a 240 VCA 50/60 Hz 12 VCC 1A enchufable con certificación UL/CSA (no incluida)

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

 **DETECTO**  
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA  
Pb: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001  
www.Detecto.com

Vendida por:

