

## Báscula Pediátrica de Suspensión



*Modelo HS25KGP  
de Detecto Báscula  
Pediátrica de Suspensión*

- Súper portátil
- Precisa
- No necesita energía

**Eslinga de suspensión  
Asiento incluido**



Ideal para médicos y enfermeras que trabajan en lugares remotos, el modelo HS25KGP de báscula pediátrica de Detecto es liviana y portátil, y no necesita ninguna batería ni alimentación con CA. El portabebé vinílico impermeable se sujeta a un gancho tipo S resistente y revestido en zinc que ofrece un asiento con eslinga de suspensión cómodo para pesar bebés. La perilla de 20 cm de diámetro es irrompible y cuenta con una esfera blanca con graduaciones y números en color negro que permite lecturas de alto contraste.

Modelo	Capacidad	Peso de envío
HS25KGP	25 kg x 100 g	5 lb / 2 kg