

MB130 | Báscula Pediátrica Digital con Bandeja de Pesaje



Báscula modelo MB130 de DETECTO con dispositivo de medición digital de longitud DLM opcional



DLM

El dispositivo de medición digital de longitud DLM opcional de DETECTO se puede agregar a la báscula MB130 para proporcionar una estación de medición totalmente digital para pediatría.

BANDEJA DE PESAJE CON DISEÑO CONFORTABLE QUE ACUNA A LOS BEBÉS EN FORMA SEGURA



MB-CASE

Funda opcional para transporte, resistente al agua, con correa de hombro ajustable fabricada con nailon fuerte disponible para la báscula MB130 (modelo MB-CASE).

Los bebés se sienten cómodos y seguros en la bandeja de pesaje extra grande

- Capacidad 44 lb/ 20 kg y Precisión 0.01 lb / 5 g
- Portátil y liviana para uso médico móvil
- Fácil de operar con lecturas de gran tamaño
- Cinta de medición análoga integrada
- Dispositivo de medición digital de longitud opcional disponible



PESAJE EXACTO NEONATAL Y PEDIÁTRICO

La báscula digital pediátrica modelo MB130 de DETECTO cuenta con un LCD de fácil lectura de una pulgada de alto con lecturas en libras y kilogramos para medición neonatal y pediátrica. Se alimenta con una batería de 9 voltios (no incluida) o un adaptador de CA (incluido). La función de apagado automático después de dos minutos ayuda a conservar la vida útil de la batería.

Los prácticos botones HOLD (mantener) en la báscula (y también en la varilla de medición digital de longitud opcional) conservan las mediciones del bebé en el visor incluso después de retirarlo de la báscula, de modo que el paciente puede ser atendido primero, antes de registrar las mediciones.

La bandeja plástica, fácil de limpiar, es perfecta para entornos estériles y cuenta con espacio amplio de 22 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de profundidad (56 cm de ancho por 29 cm de profundidad) para que los bebés se acuesten con comodidad. El material de la superficie es suave para la piel y fácil de desinfectar.

La práctica función Cero permite al usuario restar automáticamente el peso de una manta, un juguete o un pañal, de la medición del peso del bebé. Su peso de solo 5 lb hace que el modelo MB130 sea práctico y liviano para transportar a lugares diferentes. La funda de transporte opcional facilita la portabilidad y ofrece un almacenamiento seguro cuando no se usa.



Bandeja desmontable para pesar niños pequeños de pie



La multifuncionalidad es una característica clave de la báscula MB130 de DETECTO. La bandeja para el bebé se puede sacar rápidamente lo cual convierte a la báscula en una báscula para de bajo perfil para pesaje de niños pequeños en posición de pie y una capacidad de hasta 44 libras / 20 kilogramos.

Báscula pediátrica de Detecto MB130

Fácil de operar con bandeja grande y visor fácil de leer

Longitud digital Precisión de medidas

Peso y medición en un solo paso



La varilla de medición digital de longitud DLM opcional de DETECTO se puede montar con facilidad a la báscula MB130 para proporcionar una estación de pesaje y medición de estatura totalmente digitales para pediatría. El DLM proporciona lecturas en pies/pulgadas, pulgadas y centímetros en un LCD de trazos claros de una pulgada de alto. El botón HOLD (mantener) conserva la medición para los casos de bebés activos.

El DLM ofrece velocidad y precisión digitales y cuenta con dos baterías AAA de 1.5 V que lo hacen totalmente portátil. Las almohadillas suaves y moldeadas son delicadas para el tacto del bebé y las mediciones varían de 13-3/4 pulgadas a 31-1/2 pulgadas / 35 cm – 80 cm con graduaciones de 1/16 pulgadas / 1 mm.

Maletín de transporte (Opcional)



DETECTO ofrece una funda opcional para transporte diseñada para transportar la báscula pediátrica MB130 cómodamente. La MB-CASE cuenta con una construcción de nailon fuerte de alta calidad que resiste al agua y al polvo, que la hacen perfecta para entornos de atención médica móvil.



Funda para transporte, dispositivo de medición digital de longitud y carro para báscula de bebé opcionales también disponibles

Carrito móvil de escala de bebé



El carro de acero con rueditas y acabado de pintura en polvo blanca cuenta con un asa de empuje y dos bloqueos de estacionamiento más un bloqueo de dirección para óptima seguridad del paciente. El estante superior está fabricado de plástico ABS moldeado y sostendrá de forma segura las cuatro patas de goma de la báscula MB130 sin deslizamientos, para estabilidad del paciente. Los cinco cajones ofrecen almacenamiento espacioso para los suministros de atención pediátrica (dos de 3 pulgadas de alto, dos de 6 pulgadas de alto y uno de 9 pulgadas de alto).

El carro de la báscula pediátrica modelo RC33669WHT de DETECTO aloja de forma cómoda la báscula MB130 y la varilla de medición digital de longitud para una estación de medición pediátrica móvil en todo su establecimiento clínico.

Mediciones pediátricas económicas y portátiles

Cuando se adapta con la varilla de medición DLM opcional, la báscula pediátrica MB130 se convierte en una estación de medición totalmente digital que ahorra tiempo para pesar y medir la estatura.



Capacidad	0 a 22 lb x 0.01 lb / 22 a 44 lb x 0.02 lb / 0 a 10 kg x 5 g / 10 a 20 kg x 10 g	
Unidades de medición	lb / kg	
Teclas de función	ON/ZERO/OFF, HOLD, UNIT (encendido/cero/apagado, mantener, unidades)	
Tiempo de estabilización	1 a 2 segundos	
Temperatura de funcionamiento	40 °F - 105 °F / 5 °C - 40 °C	
Energía	1 batería de 9 V (no incluida) o adaptador de CA (incluido)	
Visor	LCD de 1 in / 25 mm de alto y 5 dígitos	
Cinta métrica	Hasta 21-9/16 in / 5 cm con incrementos de 1/16 in / 1 mm	
Dimensiones	Solo la base de la báscula	12.2 in An x 12.6 in Pr x 1.3 in Al / 31 cm An x 32 cm Pr x 3.3 cm Al
	Báscula con bandeja	22 in An x 13.1 in Pr x 4 in Al / 55.9 cm An x 33.3 cm Pr x 10.2 cm Al
	Báscula con bandeja y DLM	24.6 in An (se expande a 34.4 in An) x 16 in Pr x 6.3 in Al / 62.5 cm An (se expande a 87.4 cm An) x 40.6 cm Pr x 16 cm Al
	Bandeja de pesaje	22 in An x 11.3 in Pr x 3.7 in Al / 55.9 cm An x 28.7 cm Pr x 9.4 cm Al
Peso neto	5.4 lb / 2.4 kg	
Peso de envío	8 lb / 3.6 kg	
Código UPC	809161184402	



Cuando compre una báscula MB130, tenga en cuenta agregando la bolsa MB-CASE opcional para el transporte de un lugar a otro o el carro de báscula pediátrica marca Rescue para movilidad con rueditas dentro de un establecimiento clínico.

DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar, o modificar las características y especificaciones sin previo aviso..

DETECTO
www.Detecto.com

203 E. Daugerty, Webb City, MO 64870 USA
Pb: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

Móvil: m.detecto.com



Escanee este código QR en su teléfono inteligente para obtener más información del producto..

VENDIDO POR: