



modelo **MLM** Estadiómetro infantil

DISPOSITIVO MECÁNICO PARA MEDIR LA LONGITUD



Modelo MLM de Detecto
Estadímetro mecánico
para bebés




- Mediciones con contraste alto y de fácil lectura
- Graduaciones en incrementos de 0.125 in / 1 mm
- Mediciones que varían desde 2.5 a 36 in y 65 a 1000 mm
- Se puede usar con bebés y niños pequeños de hasta 2 años de edad
- Construcción duradera que no necesita electricidad para funcionar

Consultorios de pediatría • Clínicas • Hospitales

El estadímetro mecánico infantil de Detecto es un dispositivo duradero para medir la longitud que garantiza años de funcionamiento sin problemas. El deslizador portátil del modelo MLM cuenta con bordes ergonómicos suaves para proteger a los pacientes pequeños de lesiones innecesarias y maximizar la comodidad durante la medición.

modelo **MLM** Estadiómetro infantil

Liviano y fácil de usar



Modelo	MLM
Rango de medición	2.5 a 39 pulgadas / 65 - 1000 mm
Graduación	0.125 inch / 1 mm
Precisión	± 0.125 inch / ± 1 mm
Código UPC	809161188301
Peso de envío	2 lb / .9 kg

El diseño inteligente del instrumento

permite conservar la medición luego del uso para que el profesional médico pueda atender primero al paciente y luego registrar la medición. El color crema claro es neutro para adecuarse a todos los establecimientos médicos y las mediciones de contraste alto son fáciles de leer.



Botón pulsador
para fácil
prolongación del
calibrador de
medición



Los calibradores del estadiómetro portátil para bebés se pliegan de forma práctica para que sea fácil transportarlo o guardarlo.

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

 **DETECTO**[®]
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
www.Detecto.com

Vendido por: