



Báscula Médica Mecánica Con Resultado a la Altura de los Ojos

**Acero dulce con acabado de pintura en polvo
electrostática para óptima calidad y larga duración**

**¡Ahora está
disponible con
capacidades de 500
lb / 220 kg!**

*El modelo
448 de
Detecto
cuenta con
tallímetro,
apoyamanos
y ruedas*

**BASE SÓLIDA,
RESISTENTE Y ESTABLE**
*para seguridad del
paciente durante el
pesaje.*



**CAPACIDAD DE PESO
HASTA 500 LB / 220 KG**

Las básculas con diseño innovador de Detecto cuentan con lecturas dobles en ambos lados del brazo que hacen que el pesaje sea sencillo y rápido. Este tallímetro de aluminio de fácil lectura permite elegir entre libras, kilogramos o libras y kilogramos. El tallímetro de doble lectura permite ver rápidamente el resultado en pulgadas o centímetros, y la cubierta de la plataforma puede ser quitada fácilmente para la limpieza.



Specify Detecto

Es el nombre de las básculas en la industria de la atención médica.

La pieza de aluminio de función y lectura doble sobre el brazo montado en negro es fácil de leer y hace que el pesaje sea sencillo y rápido.



APOYAMANOS

Una ayuda importante para ancianos o personas débiles. Los modelos con esta característica se enumeran a continuación.



TALLÍMETRO


Medición en pulgadas y centímetros: 30 a 78 pulgadas y 76 a 200 centímetros



RUEDAS

Dos ruedas traseras que permiten transportarla con facilidad. El peso liviano de las básculas médicas Detecto en combinación con las ruedas opcionales hacen que sea sencillo transportarla.

Básculas médicas mecánicas con resultados a la altura de los ojos



MODELO	CAPACIDAD		TALLÍMETRO	RUEDAS	APOYAMANOS	PESO DE ENVÍO
	Avoirdupois	Métrica	30 a 78 in 76 a 200 cm			
439	400 lb x 4 oz		•			38 lb/17.2 kg
2391		180 kg x 100 g	•			37 lb/16.7 kg
437	400 lb x 4 oz					35 lb/15.8 kg
2371		180 kg x 100 g				35 lb/15.8 kg
438	400 lb x 4 oz		•	•		39 lb/17.6 kg
2381		180 kg x 100 g	•	•		39 lb/17.6 kg
448	400 lb x 4 oz		•	•	•	43 lb/19.5 kg
449	400 lb x 4 oz		•		•	43 lb/19.5 kg
2491		180 kg x 100 g	•		•	43 lb/19.5 kg
339	400 lb x 4 oz	175 kg x 100 g	•			38 lb/17.2 kg
337	400 lb x 4 oz	175 kg x 100 g				35 lb/15.8 kg
338	400 lb x 4 oz	175 kg x 100 g	•	•		39 lb/17.6 kg
349	400 lb x 4 oz	175 kg x 100 g	•		•	43 lb/19.5 kg

Tamaño de la plataforma: 10.5 in An x 14.5 in Pr / 27 cm An x 37 cm Pr Altura de la báscula: 59"/150 cm

Contrapesos opcionales para capacidades mayores

- CW-9** Contrapeso para usar con básculas nuevas 437, 438, 439, 448 y 449 (Aumenta el rango de peso desde 400 lb a 500 lb)
- CW-80X** Contrapeso para usar con básculas nuevas 2371, 2381, 2391 y 2491 (Aumenta el rango de peso desde 180 kg a 220 kg)

Cardinal Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.



DETECTO®

A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
 Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
 www.Detecto.com

Vendido por:

