



BÁSCULA CON ALTO PARLANTE (BILINGÜE INGLÉS/ ESPAÑOL)



ESCALAS CON ALTO PARLANTE (INGLÉS Y ESPAÑOL)

Fácil de usar para personas con problemas de visión

- Dos capacidades: 400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1 kg (SlimTalk) o 550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1 kg (SlimTalk XL)
- Plataforma extra ancha para pacientes de todos los tamaños
- 5 pies de alfombra incluidos
- Grandes dígitos LCD de 1.5 in / 38 mm para una fácil lectura
- 3 pilas AAA incluidas
- La función de apagado automático conserva la duración de la batería
- Construcción robusta para una durabilidad a largo plazo
- Anuncio del peso con voz clara y agradable
- Plataforma de perfil muy bajo con solo 1.4 in / 36 mm de alto para un fácil acceso
- Función encendido y apagado al pisar para pesar sin encender balanzas



SUPERFICIES DE LA PLATAFORMA TEXTURA ANTIDESLIZANTE



Plataforma de plástico con superficie texturizada para pesar la tracción y la seguridad del usuario.



Plataforma de plástico con tapete de caucho negro para pesar la tracción y la seguridad del usuario.

Modelo	SLIMTALK	SLIMTALKXL
Capacidad	400 lb x 0.1 lb / 180 kg x 0.1 kg	550 lb x 0.1 lb / 250 kg x 0.1 kg
Idiomas	Dos (inglés y español)	
Dimensiones generales	14.3 in W x 12.3 in D x 1.4 in H / 363 mm W x 312 mm D x 36 mm H	
Tamaño de la pantalla	3.2 en W x 1.7 en H / 81 mm W x 43 mm H	
Dígito Altura	1.5 in / 38 mm	
Pantalla de peso	Pantalla LCD de cuatro dígitos y siete segmentos con dígitos de 1.5 in / 38 mm de alto	
Voz	en inglés / español / apagado	
Pilas	batería 3 "AAA" incluidas (4.5 VDC)	
Indicadores	lb, kg, batería baja	
Funciones	Encendido automático (se requiere un peso mínimo de 11 lb / 5 kg) Apagado automático (10 segundos)	
Plataforma de construcción	Plástico	
Incluye	5 pies de alfombra, 3 pilas AAA y manual del producto	
Peso neto	5.7 lb / 2.6 kg	
Peso de envío	7 lb / 3.2 kg	
Código UPC	809161302608	809161302707

DETECTO reserva el derecho de mejorar, intensificar o modificar características y especificaciones sin previo aviso.

VENDIDO POR:

DETECTO
www.Detecto.com

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

Mobile: m.detecto.com